

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / VITALBODY

CONTRE-INDICATIONS

BAIN IONIQUE | ZAPPER*

- Enfants de moins de 6 ans ;
- Femmes enceintes ou allaitantes ;
- Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ;
- Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ;
- Dialyse | Insuffisance rénale grave ;
- Épilepsie chronique sous traitement ;
- Greffes d'organes avec antirejet ;
- État de santé fragile et très médicamenté ;
- Troubles cardiaques importants* ;
- Prothèses métalliques internes*.

CAS PARTICULIERS

Évitez les inconforts en débutant progressivement avec quelques séances de 15 minutes à faible intensité avec l'ionisateur cylindrique avant d'augmenter le temps et/ou la puissance de la session. Surveillez avec attention la condition des enfants, des personnes âgées, des cas de santé fragile et/ou de médication multiple.

PRÉPARATIFS INITIAUX

APPAREIL PRINCIPAL

- Inventorier et inspecter tout le matériel ;
- Brancher les accessoires et l'alimentation ;
- Appuyer longuement sur la touche blanche **ON/OFF** afin de démarrer l'appareil ;
- Préparer le bassin d'eau pliable en suivant la procédure incluse avec le bassin.



AVERTISSEMENTS

BAIN IONIQUE | ZAPPER

- Bien s'hydrater avant, pendant et après chaque séance (2 litres d'eau saine/jour) ;
- Suspendre la séance en cas de malaise intense et persistant ;
- Éviter d'immerger des plaies ouvertes et sanglantes dans l'eau du bain ou en contact direct avec les tiges cuivrées ;
- Éviter les séances tardives si cela engendre un regain de vitalité ou un état d'agitation ;
- Un spasme électrique habituel et inoffensif se produit au démarrage des séances ;
- Le bain ionique et le Zapper ne fonctionnent pas simultanément ;
- Éviter de submerger l'appareil principal dans l'eau et le manipuler avec délicatesse ;
- Ne jamais dépasser la quantité de sel requis pour le bain ionique soit ¼ de c. à thé ;
- Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les pieds sont encore dans l'eau du bain.

AVERTISSEMENTS

CEINTURE CHAUFFANTE

- N'exige aucune contre-indication d'usage ;
- Éviter de positionner la bande chauffante autour de la tête ;
- Éviter de trop chauffer les endroits où la peau est mince et fragile ;
- Installer préférentiellement la ceinture par-dessus les vêtements ;
- Cesser la séance si une chaleur trop intense et persistante se fait sentir ;
- Attention à la bande velcro capable de s'agripper aux vêtements brodés ;
- La ceinture est facultative et s'utilise à volonté indépendamment ou simultanément avec les autres fonctions ;
- Ne jamais activer la ceinture lorsqu'elle est repliée sur elle-même, car cela fera fondre et coller les parois de son recouvrement.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE / SUITE...

DÉMARRAGE DE LA SESSION BAIN IONIQUE

- Laisser par défaut le pH (acide), la puissance (faible) et la durée (30 min.) pour un débutant ou ajuster au besoin ;
- Immerger une section de la bande élastique noire du bracelet dans l'eau du bassin avant de le fixer au poignet pour un bain de pieds ou à la cheville pour un bain de mains ;
- Choisir et immerger complètement l'ionisateur cylindrique (doux) ou triangulaire (fort) positionné entre les pieds ou les mains dans l'eau du bassin ;
- Ajouter, brasser et bien dissoudre ± 5 tours de à sel rose (1/4 de c. à thé) dans l'eau afin d'en augmenter la conduction électrique ;
- Appuyer sur le bouton vert **GO / ION** pour démarrer la séance ionique ;
- Surveiller les alarmes sonores et visuelles de l'appareil principal (HI ou voyant rouge) ;
- Voir la procédure de dépannage qui suit.

PROTOCOLE RÉSUMÉ BAIN IONIQUE | ZAPPER*

- Exécuter 2 sessions d'ionisation de 30 minutes par semaine à 3 jours d'intervalle pendant trois mois ;
- Bien suivre le protocole suggéré afin d'éviter certains effets secondaires désagréables occasionnés par une sur stimulation métabolique ;
- Débuter les séances de Zapper, avec les tiges cuivrées, au 2^e mois seulement ;
- Exécuter 10 minutes de Zapper quotidiennement au 2^e mois du protocole ;
- Exécuter 3 x 10 minutes de Zapper quotidiennement au 3^e mois du protocole ;
- Le Zapper s'utilise quotidiennement comme un antibiotique ;
- La ceinture chauffante est facultative et s'utilise indépendamment ou simultanément avec les autres fonctions de l'appareil VitalBody 3 en 1.

DÉPANNAGE DES ALARMES BAIN IONIQUE

Le voyant rouge « **Vérifier le bracelet** » s'allume.

- Toujours avoir les pieds ou une main dans l'eau avant le démarrage ;
- Installer le bracelet correctement ou le remplacer par un neuf si l'alarme persiste.

Le voyant rouge « **Ajouter du sel** » s'allume.

- Toujours avoir les pieds ou une main dans l'eau avant le démarrage ;
- Bien répartir et dissoudre le sel dans l'eau du bassin par un léger brassage ;
- Remplacer l'ionisateur par un neuf si l'alarme persiste.

L'appareil inscrit « **HI** » sur l'afficheur de temps.

- Trop de sel a probablement été ajouté à l'eau du bassin (1/4 de c. à thé est suffisant) ;
- Ajouter de l'eau dans le bassin afin de réduire la concentration du sel dissout ;
- Augmenter la puissance de la séance afin d'augmenter la tolérance de l'appareil ou changer l'eau du bassin trop salée.

DÉPANNAGE SUITE... BAIN IONIQUE

Le temps s'écoule, mais aucune réaction ne se produit dans l'eau du bassin.

- Appuyer sur le bouton vert **GO / ION** et non pas sur le rouge **GO / ZAPPER** ;
- Le voyant LED de la session en cours doit être vert pour le BAIN IONIQUE et blanc pour la séance de ZAPPER.

L'appareil principal refuse de s'allumer (aucune alimentation électrique).

- Vérifier et resserrer les branchements du bloc de conversion électrique (boîte noire) ;
- Vérifier que son voyant vert de fonctionnement est bien allumé ;
- Bien visser le couvercle du compartiment à fusible, à l'arrière de l'appareil ;
- Vérifier l'état du fusible en verre de 8 ampères en dévissant son capuchon pour le sortir de son enceinte ;
- Si un problème persiste, contactez-nous au 1-866-981-0357.